

AirSep® NewLife Elite™

CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO

ESTABLECIENDO ESTÁNDARES

Con un rendimiento superior en los ambientes más duros, este concentrador de 5 lpm es simple de mantener con una calidad y fiabilidad comprobadas.

• Robusto y de fácil mantenimiento

El robusto Elite es el concentrador mejor valorado en cuestión de eficiencia y rendimiento en ambientes difíciles, temperaturas extremas, climas tropicales y países en desarrollo donde las capacidades de servicio son limitadas. También es la opción ideal para centros para pacientes de larga estancia.

El sencillo diseño interno del Elite facilita su servicio y mantenimiento. Estos potentes concentradores son los preferidos por los técnicos.

• La mayor cantidad de opciones de configuración

Único en la serie de concentradores NewLife® es la opción de doble flujo presentando dos medidores separados de flujo que pueden suministrar un total de 5 lpm. Permite a dos pacientes recibir oxígeno de una sola máquina al mismo tiempo. Es la solución ideal para hospitales, centros de larga estancia, clínicas, salas de espera o distintos parámetros para el día y la noche.

El Elite puede configurarse para usos pediátricos o de bajo flujo con un medidor de flujo de 1/8 – 2 lpm . Si se requieren múltiples aplicaciones de bajo flujo, el Elite puede combinarse con la estación de división de flujo SureFlow™ para atender hasta cinco pacientes al mismo tiempo.

El Elite también puede usarse para realizar un tratamiento de nebulizador portátil en lugar de un compresor con la salida opcional de aire.




CAIRE®
A Chart Industries Company

Chart Biomedical Ltd/ Chart
Unit 6 Ashville Way Wokingham,
Berkshire RG41 2PL UK
Atención al cliente: +44118 936 7060
www.CAIREMedical.com


®

Copyright 2016 Chart Industries
ML-CONC0085-3 Rev A



VENTAJAS PARA EL PROVEEDOR

- Alto rendimiento en ambientes difíciles
- Robustez y fiabilidad comprobadas del NewLife
- Facilidad de uso y mantenimiento
- Medidor de flujo bloqueable
- Opciones de flujo doble y flujo bajo
- Medidor de horas de doble función
- Monitor de oxígeno opcional

VENTAJAS PARA EL PACIENTE

- Disyuntor reajutable
- Conexión directa de la botella del humidificador
- Funcionamiento suave y silencioso
- Salida de aire opcional para tratamientos con nebulizador
- Interfaz de usuario sencilla
- Medidor de flujo resaltado para una visualización sencilla.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

El NewLife Elite incluye: Concentrador estacionario, accesorio del adaptador DISS, manual del usuario

AS005-1 Cable de EE. UU. de 120 V / 60 Hz, sin OM

AS005-4 Cable de EE. UU. de 120 V / 60 Hz, OM

AS005-555 Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, OM

AS005-255 Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz, OM

AS005-6 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, OM

puede haber disponibles otros modelos y cables de corriente de otros países. Consulte sobre nuestros modelos de flujo doble, salida de aire o flujo bajo

ESPECIFICACIONES

Velocidades de flujo	1.0–5.0 lpm	Entorno de almacenamiento	-20 ° a 60 °C (-4 ° a 140 °F) Humedad de 15–95 %
Dimensiones	72,4 x 40,0 x 36,8 cm (28,5 x 15,7 x 14,5 pulgadas)	Garantía	3 años
Peso	24,5 kg (54 lb)	Mantenimiento	Filtro de fieltro (solo 230 V) : reemplazo de 1 vez/año Filtro de entrada: limpiar semanalmente
Nivel sonoro	48 dB(A)	Tubo máximo	15,2 m (50 pies)
Concentración de O₂	90% (+5.5% / -3%)		
Ambiente de funcionamiento	4 ° a 40 °C (41 ° a 40,56 °C) Humedad de 15–95 %		


CAIRE[®]
A Chart Industries Company

Chart Biomedical Ltd/ Chart
Unit 6 Ashville Way Wokingham,
Berkshire RG41 2PL UK
Atención al cliente: +44118 936 7060
www.CAIREMedical.com



Copyright 2016 Chart Industries
ML-CONC0085-3 Rev A