



System One

Categoría: Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)

REMstar Pro



Su solución CPAP a largo plazo

Características de System One

- Detección avanzada de eventos*
- C-Flex+ para brindar comodidad
- Control de resistencia de System One
- Control de ajuste de la máscara
- Informes de forma de onda
- Módulo de oximetría
- Memoria integrada
- Sistema de gestión del paciente Encore
- Apto para tarjeta SD y módem cableado, inalámbrico y de banda ancha

Humidificación

- Control de humidificación de System One
- Opción de humidificador con precalentamiento
- Opción de humidificador con tubo calefaccionado

Ventajas de REMstar Pro

- CPAP, CPAP-Check
- C-Flex+ para brindar comodidad
- Detección avanzada de eventos
- Apto para módem y tarjeta SD
- Oximetría integrada opcional disponible
- Opción de tubo calefaccionado

*Los dispositivos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, responden a (algunos modelos) estos eventos avanzados y los registran: Índice de apnea/hipopnea (AHI), despertar relacionado a la respiración (RERA), ronquido, limitación de flujo (FL), fuga, ronquido vibratorio (VS), apnea con obstrucción de las vías respiratorias (OA), fuga grande (LL), apnea con vías respiratorias despejadas (CA), respiración periódica (PB) e hipopnea (H).



Como sus aliados en un mejor sueño y una mejor respiración, somos el ejemplo al proporcionar una tecnología más que avanzada: proporcionamos un respaldo excepcional.

PHILIPS

RESPIRONICS

Especificaciones de REMstar Pro

| Número de pieza | Descripción |
|-----------------|--|
| IN461S | REMstar Pro C-Flex+ con tarjeta SD |
| IN461HS | REMstar Pro C-Flex+ con humidificador y tarjeta SD |
| IN461TS | REMstar Pro C-Flex+ con humidificador con tubo calefaccionado y tarjeta SD |

| Especificaciones | |
|---|---|
| Rango de presión | 4 a 20 cm H ₂ O |
| Alivio de presión por flexión | 0 a 3 |
| Tiempo de la rampa | 0 a 45 min (incrementos cada 5 min) |
| Presión al inicio de la rampa | 4 hasta la CPAP; ajustable por el paciente (modo de CPAP) 4 hasta la presión mínima (modo automática) |
| Dimensiones | 18 cm L x 14 cm An x 10 cm Al |
| Peso | 1,36 kg (sin humidificador) |
| Filtros | Espuma y ultrafino opcional |
| Configuración del dispositivo | LCD/rueda de control/botón pulsador |
| Capacidad de almacenamiento de datos (mínima) | Presentación: promedios de rendimiento de 30 días Tarjeta SD >1 año Integrada: hasta 6 meses |
| Medidor de rendimiento | Detección de la respiración |
| Compensación de la altitud | Automática |
| Requisitos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Humidificación | Se integra con el humidificador calefaccionado Serie 60 de System One y con el humidificador con tubo calefaccionado Serie 60 de System One |
| Garantía | 2 años |
| Varios | LED iluminados |

| Accesorios para la terapia del sueño | |
|---|-----------------|
| Humidificación | Número de pieza |
| Humidificador Serie 60 para System One | IN6H |
| Humidificador con tubo calefaccionado Serie 60 para System One | IN6T |
| Cámara de agua (incluye tapas de las series 50 y 60) | 1063785 |
| Equipo de actualización del humidificador con tubo calefaccionado | 6T-CONVKIT |
| Tubería | Número de pieza |
| Tubo calefaccionado de System One | SYS1HT15 |
| Tubo de rendimiento de System One (15 mm) | 1074400 |
| Tubería de rendimiento (22 mm) | 1032907 |
| Filtros | Número de pieza |
| Filtro anti-polen (espuma), reutilizable (1/paquete) | 1035443 |
| Filtro ultrafino, desechable (1/paquete) | 1063096 |
| Accesorios | Número de pieza |
| Panel lateral del dispositivo | 1099592 |
| Bolsa portátil | 1063857 |
| Cable de alimentación configurado para Europa | 1039014 |
| Cable de alimentación configurado para el Reino Unido | 1039026 |

Respironics, A-Flex, Auto-Trial, C-Flex, CPAP-Check, Encore, REMstar y System One son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visite www.philips.com/respironics



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos están reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o a dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se responsabiliza por ninguna consecuencia que surja como resultado del uso de esta publicación.

Broudy MM 3/21/14 MCI 4106033 PN 1115140

Philips Healthcare es parte de Royal Philips

Philips Respironics Argentina
+54 11 454 67777

Philips Respironics Colombia
+57 1 422 2600
01 8000 1110 10

Philips Respironics Mexico
+52 1 526 99000

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA